



Die Patientenanzeige

motiviert und informiert



für Prävention und Rehabilitation

▶ Ihre Patienten möchten sich orientieren

Das gerätegestützte Bewegungstraining in der Rehabilitation kann schon mal hektisch zugehen. Nicht immer kommen alle Patienten rechtzeitig. Nachzügler müssen nach Beginn des Gruppentrainings einzeln starten. Im selben Augenblick sollen Behandlungs-Hefte eingesammelt, ausgefüllt und alle Patienten selbstverständlich sorgfältig physiologisch überwacht werden. Gleichzeitig hat jeder Patient einen Anspruch auf individuelle Betreuung und Informationen über seinen Trainingsverlauf.

▶ Die Patientenanzeige informiert und motiviert

Die Patientenanzeige für die TM-Serie hilft Ihnen gleich in doppelter Hinsicht, die Ruhe zu bewahren.

Die Patientenanzeige ist ausgestattet mit einer Chipkartenfunktion. Patienten werden automatisch identifiziert und im System den Trainingsplätzen zugeordnet. Auch Nachzügler können so bequem in die Trainingsgruppe integriert und ihr Training auf Knopfdruck gestartet werden.

Während des Trainings können die Patienten "ihre" Daten kontinuierlich auf der Patientenanzeige direkt am Trainingsgerät beobachten.

▶ Technische Daten

Chipkarten
Zeitpunkt der Erstellung
Schreibvorgang
Erstellung
nachträgliche Änderung
wiederverwendbar
Patientenanzeige
Patientenerkennung
angezeigte Parameter
Zeichenhöhe der Anzeige

▶ Und so geht's

Bei Neuaufnahme jedes Patienten wird einmalig und bequem auf Knopfdruck eine Patienten-Chipkarte erstellt. Sobald Ihre Patienten zu den jeweiligen Trainingssitzungen erscheinen, melden sie sich später mit dieser Chipkarte am Trainingsplatz an. Die TM-Serie identifiziert Ihre Patienten automatisch, und öffnet auf dem Überwachungsmonitor die Patientendaten im jeweiligen Trainingsplatzfenster. Die Trainingsgeräte werden dann, genau wie bei der manuellen Platzierung, durch die Trainingspläne gesteuert.

Jeder bekannte Patient wird bei der Anmeldung per Chipkarte mit Namen begrüßt und erhält während des Trainings Einblick in seine persönlichen, aktuellen Trainingsdaten. So kann Ihr Patient seinen Trainingserfolg über alle Sitzungen kontinuierlich beobachten und verfolgen.

Option Patientenanzeige
Anlegen der TM-Patienten-Karteikarte automatisch oder über Bildschirm-Schalfläche
über Chipkarten-Basisstation
jederzeit möglich
ja
per Chipkarte
aktueller Puls, Leistung, Trainings-Restzeit, Drehzahl
extragroß (9mm)

CogniMed GmbH
Holländerkoppel 27
D-23858 Reinfeld (Holstein)
Tel: +49 / (0) 45 33 / 20 70 09-0
Fax: +49 / (0) 45 33 / 20 70 09-1

www.cognimed.de
sales@cognimed.de