




TM-Chip - automatische

Patientenerkennung



für Prävention und Rehabilitation

► Sie haben alle Hände voll zu tun

Gerade der Beginn des geräteunterstützten Bewegungstrainings hat es organisatorisch in sich.

Während die ersten Patienten schon mit angelegten EKG-Elektroden auf den Ergometern sitzen und auf den Trainingsbeginn warten, betreten die letzten gerade den Raum.

Sie möchten sich jedem Patienten persönlich widmen. Und doch gilt es jetzt auch, EKGs anzulegen, ggf. den Ruheblutdruck festzustellen, die Behandlungs-Hefte zu verwalten und die Patienten den Trainingsplätzen zuzuordnen.

Ein starkes Pensum für die Kürze der Zeit.


► Mit der TM-Serie nehmen Sie's gelassen

Mit der "TM-Chip"-Option der TM-Serie haben Sie in dieser Phase einen zuverlässigen Helfer. Damit Sie sich mehr um ihre Patienten und weniger um deren Verwaltung kümmern können.

Die leistungsfähige Chipkartenfunktion hilft Ihnen, jetzt entspannt zu bleiben. Ihre Patienten werden automatisch anhand der Chipkarte identifiziert und den Trainingsplätzen zugeordnet. Auch Nachzügler können so bequem in die Trainingsgruppe integriert und ihr Training auf Knopfdruck gestartet werden.

► Technische Daten

	Chipkarten
	Zeitpunkt der Erstellung Beschreiben
	Erstellung nachträgliche Änderung wiederverwendbar
	Trainingsplatz Patientenidentifikation



► Die Chipkarte

Bei Neuaufnahme jedes Patienten wird einmalig auf Knopfdruck eine Patienten-Chipkarte erstellt. Sobald Ihre Patienten später zu den jeweiligen Trainingssitzungen kommen, melden sie sich mit dieser Chipkarte am Trainingsplatzplatz an.

► Die automatische Patientenerkennung

Die TM-Serie identifiziert Ihre Patienten durch die Chipkarte automatisch und öffnet auf dem Überwachungsmonitor die Patientendaten im jeweiligen Trainingsplatzfenster. Die Trainingsgeräte werden dann, genau wie bei der manuellen Platzierung, durch individuelle Trainingspläne gesteuert.

	Option TM-Chip
	Anlegen der TM-Patienten-Karteikarte automatisch oder über Bildschirm- Schaltfläche
	über Chipkarten-Basisstation jederzeit möglich
	ja
	per Chipkarte

CogniMed GmbH
Holländerkoppel 27
D-23858 Reinfeld (Holstein)
Tel: +49 / (0) 45 33 / 20 70 09-0
Fax: +49 / (0) 45 33 / 20 70 09-1

www.cognimed.de
sales@cognimed.de

Änderung vorbehalten.

9999-025-0012c