


COGNIMED
Engineering for People



TM-Cardio

Reha-Bewegungstherapie



für Prävention und Rehabilitation

Technische Daten

	TM-Cardio 1000	TM-Cardio 2000
Grundlagen		
Anzahl der Trainingsplätze	16	16
Anzahl Patienten	unbegrenzt	unbegrenzt
Anzahl der Bildschirme	1-2	1-2
Automatische Löschung	-	X
Sammeloperationen	X	X
PADSY kompatibel	X	X
Messparameter		
EKG-Messung	X	X
Herzfrequenz-Messung	X	X
Blutdruckanzeige (<i>abhängig v. Trainingsgerät</i>)	X	X
SpO2-Anzeige (<i>abhängig v. Trainingsgerät</i>)	X	X
Trainingsgestaltung		
Ergometertraining	X	X
Laufbandtraining	-	X
Handkurbelergometertraining	-	X
Zirkelplanung	-	X
Datensichtung und Analyse		
Speichern von EKG-Episoden, ECG-Explorer	X	X
Full disclosure EKG-Speicherung, ECG-Explorer	-	X
TM-ECG etc. 2000 (EKG-Analysepakete)	-	optional
Datenintegration		
Archivierung	X	X
GDT Im- / Export	-	X
Arztbericht	-	X
TM-Connect (HL7 / KIS Anbindung)	-	optional
TM-Office 2000	-	optional
Patientennahe Optionen		
TM-Chip (Option Patientenidentifikation)	optional	optional
TM-PA (Option Patientenanzeige)	optional	optional
TM-FT (Option Freies Training)	optional	optional
CMS		
CMS 2.3 Saugapplikat	optional	optional

CogniMed GmbH
 Holländerkoppel 23 - 25
 D-23858 Reinfeld (Holstein)
 Tel: +49 / (0) 45 33 / 20 70 09-0
 Fax: +49 / (0) 45 33 / 20 70 09-1

www.cognimed.de
sales@cognimed.de

9999-025-0036c